

NOOA

PRO PERFORMANCE

# Electronic Personal Scale

NOPS70MB

User Manual

GB

Thank you for purchasing your new NOOA electronic personal scale. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte denne nye NOOA elektronisk personvekt. Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke den ordentlig og sikkert. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene den har. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden NOOA elektronisen henkilövaan. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Suosittelemme, että vietät hetken tämän käyttöoppaan parissa, jotta ymmärtäisit täysin kaikki laitteen tarjoamat toiminnalliset ominaisuudet. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöoppas myöhempää käyttöä varten.

DK

Tak fordi du har købt din nye NOOA elektronisk personvægt. Disse brugsanvisninger hjælper dig med at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning, så du får en fuld forståelse af, hvordan alle funktionerne virker. Læs alle sikkerhedsinstruktioner nøje før brug, og behold denne brugsanvisning til senere reference.

SE

Tack för att du köpt en ny NOOA elektronisk personvåg. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual - English .....	page	4 - 9
Bruksanvisning- Norsk .....	sida	10 - 15
Käyttöohjeet - Suomi .....	side	16 - 21
Brugsanvisning - Dansk .....	side	22 - 27
Bruksanvisning - Svenska .....	sivu	28 - 33

## SAFETY WARNING


1. Read all the instructions carefully before using this product and keep them for future reference.
2. This product has delicate electronic components. Interference may occur when it is near devices which transmit radio signals. If errors occur in the display, remove the product away from these signals or remove the battery briefly and then insert it again.
3. Keep batteries away from children. Do not leave batteries lying around. They could be swallowed by children or pets. In the event of swallowing a battery, contact a doctor immediately.
4. This scale is for household use only. Do not use for commercial purpose.
5. The glass platform will be slippery when it is wet. Keep it dry!
6. Stand still while being weighed.
7. Do not strike, shock or drop the scale.
8. Treat the scale with care as it is a precise instrument.
9. Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside the scale. Do not use chemical/abrasive cleaning agents.

10. Keep the scale in cool place with dry air.
11. Always keep your scale in horizontal position.
12. If the scales fails to turn on, check to see if the battery is installed, or if the battery power is low. Insert or replace new battery.
13. If there is an error on the display or you can not turn off the scale for a long time, take out the battery for about 3 seconds, then re-install it to remove the soft-fault. If you can not resolve the problem, contact your dealer for consultation.

## PRODUCT OVERVIEW




## TO REPLACE BATTERY




1. Powered by 2x1.5V AAA batteries(not included).
2. Take out used batteries, with the aid of a sharp object if needed. Install new batteries by putting one side of the battery down first and then pressing down the other side.  
(Observe the polarity)

## LCD DISPLAY



## BUTTON FUNCTION



Button on scale bottom


Under weighing mode:

1. Long press: Convert mode between Adult mode (normal weighing) and infant mode
2. Short press: Convert unit among kg/lb/st.


Remark: The unit system of the scale depends on the sales destination or the requirement of distributor.

## OPERATION

### 1. Adult Mode - Normal weighing




Step 1: To ensure accuracy, place the scale on a hard, flat floor and avoid carpet or soft surface.



Step 2: Gently step on the scale, then the scale will be automatically turned on. Stand evenly on the scale without moving and wait until the LCD shows the weight value. The weight reading will flash three times and locked (as shown on picture).


### 2. Infant Mode - Weighing infant while being held by an adult



Step 1: To ensure accuracy, place the scale on a hard, flat floor and avoid carpet or soft surface.




Step 2: Adult gently steps on the scale, then the scale will automatically turn on. Stand evenly on the scale without moving and wait until the LCD shows the weight value of the adult. The weight reading will flash three times and return to zero. Infant icon will then flash. (as shown on picture)




Step 3: Adult steps off the scale and then steps on again holding the infant. Stand evenly on the scale without moving and wait until the LCD shows the weight value of the infant. The weight reading will flash and lock for about 8 seconds. LCD will then change to indicate the weight value of the adult again.

## AUTOMATIC SWITCH OFF



When you step off the scale, it will automatically switch off. Auto shut-off occurs if the display shows the same weight reading for approximate 20 seconds.

## WARNING INDICATIONS



### OVERLOAD INDICATION

Scale overload. (max. weight capacity is indicated on the scale). Step off to avoid damage.

### LOW BATTERY INDICATION

Battery power is low. Install new battery.

### RE-TEST

Display "L" when you step off the scale, means this weight reading has an error.

## Features/Specifications

1. Model: NOPS70MB
2. 74 x 40 mm LCD
3. Low battery / over load indication
4. Capacity: 180kg / 400lb / 28st
5. Graduation: 100g / 0.2 lb (adult mode); 50g / 0.1lb (infant mode)
6. Power: 2 x 1.5V AAA



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.

### Notes for battery disposal

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations. Do not dispose of batteries with normal household waste.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Imported and Exclusively marketed by:

Power International AS,  
PO Box 43, N-1483 Hagan, Norway

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/> T: 21 00 40 00

Expert Danmark:

<https://www.expert.dk/kundeservice/> T: 70 70 17 07

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/> T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/> T: 70 70 17 07

Expert Finland:

<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/> T: 020 7100 670

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/> T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundeservice/> T: 08 517 66 000

## SIKKERHETSADVARSLER

1. Tørk av vekten med en lett fuktet klut. Du skal IKKE dyppe vekten i vann eller bruke kjemiske/skurende rengjøringsmidler.
2. Når du er ute og reiser, bør du holde vekten borte fra gjenstander med skarpe ender (for eksempel leker, skrivesaker, osv.), da disse kan aktivere vekten og bruke opp batteriet.
3. Denne enheten har delikate elektroniske komponenter. Derfor kan interferens oppstå når den er i nærheten av enheter som sender radiosignaler. Hvis det oppstår feil på skjermen, gå av vekten, eller ta ut batteriet raskt og sett det inn på nytt.
4. Glassplattformen kan være glatt når den er vått. Hold den tørr!
5. Stå i ro mens vekten din registreres.
6. IKKE slå eller slipp vekten i bakken.
7. Ta godt vare på vekten, da den er et presisjonsinstrument.
8. Rengjør vekten med en fuktig klut, og unngå at vann kommer inn i vekten. IKKE bruk kjemiske/skurende rengjøringsmidler.
9. Oppbevar vekten på et kjølig sted med tørr luft.

10. Oppbevar alltid vekten i horisontal posisjon.

11. Hvis du ikke kan slå på vekten, sjekk om batteriet er satt i, eller ombatterinivået er lavt. Sett i eller skift ut med et nytt batteri.


12. Hvis det er en feil på skjermen, eller du ikke kan slå av vekten på en stund, tar du ut batteriet i omtrent 3 sekunder og setter det inn igjen for å fjerne feilen. Hvis du ikke kan løse problemet, tar du kontakt med forhandler for råd.

13. Ikke bruk for kommersielt formål.

## PRODUKTOVERSIKT



## SKIFTE UT BATTERI




1. Drevet av 2 x 1,5 V AAA-batterier (medfølger ikke).
2. Ta ut de brukte batteriene ved hjelp av en skarp gjenstand om nødvendig. Sett i de nye batteriene ved å sette inn én side av batteriet og deretter presse ned den andre siden.  
(Følg polariteten)

## LCD-SKJERM



## KNAPPEFUNKSJON



Knapp på bunnen til vekten

I veiemodus:

1. Langt trykk: Konverter modus mellom voksenmodus (normal veiing) og spedbarnsmodus
2. Kort trykk: Konverter enhet blant kg/lb/st.

Merknad: Enhetssystemet til vekten avhenger av salgssted eller kravene til distributøren.

## DRIFT

### 1. Voksenmodus - Normal veiing




Trinn 1: For å sikre nøyaktigheten bør du plassere vekten på et hardt, flatt gulv og unngå tepper eller myke overflater.



Trinn 2: Tre varsomt på vekten, så slås vekten på automatisk. Stå jevnt på vekten uten å bevege på deg, og vent til LCD-skjermen viser vektmålingen. Vektmålingen blinker tre ganger og låses (som vist på bildet).


### 2. Spedbarnsmodus - Veiing av spedbarn som holdes av en voksen



Trinn 1: For å sikre nøyaktigheten bør du plassere vekten på et hardt, flatt gulv og unngå tepper eller myke overflater.




Trinn 2: Den voksne trer på vekten, så slås vekten på automatisk. Stå jevnt på vekten uten å bevege på deg, og vent til LCD-skjermen viser vektmålingen til den voksne. Vektmålingen blinker tre ganger og går tilbake til null. Deretter blinker spedbarnsikonet (som vist på bildet)




Trinn 3: Den voksne går av vekten, og går deretter på igjen med spedbarnet i armene. Stå jevnt på vekten uten å bevege på deg, og vent til LCD-skjermen viser vektmålingen til spedbarnet. Vektmålingen blinker og låses i ca. 8 sekunder. LCD-skjermen går da over til å indikere vekten til den voksne igjen.

## AUTOMATISK AVSLÅING



Når du går av vekten, slår den automatisk av. Vekten slås automatisk av hvis skjermen viser samme vektmåling i ca. 20 minutter.

## ADVARSELSINDIKASJONER



### OVERBELASTNINGSINDIKASJON

Vekten er overbelastet. (Maksimal vektkapasitet vises på vekten.) Gå av vekten for å unngå skade.

### INDIKASJON OMLAVT BATTERINIVÅ

Batterinivået er lavt. Sett inn et nytt batteri.

### TEST PÅ NYTT

Hvis skjermen viser «E» når du går av den, betyr det feil ved vektmålingen.

## FUNKSJONER OG SPESIFIKASJONER

1. Modell: NOPS70MB
2. 74 x 40 mm LCD-skjerm
3. Indikasjon på Lavt batteri / Overbelastning
4. Kapasitet: 180 kg / 400 pund / 28st
5. Trinn: 100g / 0.2 pound (voksenmodus); 50g / 0.1pound (spedbarnsmodus)
6. Strøm: 2 x 1,5V AAA



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingsystemer for resirkulering i EU.

Merknader om avhending av batterier

Batteriene som brukes med dette produktet, inneholder miljøskadelige kjemikalier. For å ta vare på miljøet må brukte batterier avhendes i samsvar med lokale lover og forskrifter. Ikke kast batterier sammen med vanlig restavfall fra husholdningen.

Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Importert og utelukkende markedsført av:

Power International AS,  
Postboks 43, N-1483 Hagan, Norge

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/> T: 21 00 40 00

Expert Danmark:

<https://www.expert.dk/kundeservice/> T: 70 70 17 07

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/> T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/> T: 70 70 17 07

Expert Finland:

<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/> T: 020 7100 670

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/> T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundeservice/> T: 08 517 66 000



## TURVALLISUUSVAROITUKSET


1. Tørk av vekten med en lett fuktet klut. Du skal IKKE dyppe vekten i vann eller bruke kjemiske/skurende rengjøringsmidler.
2. Denne enheten har delikate elektroniske komponenter. Derfor kan interferens oppstå når den er i nærheten av enheter som sender radiosignaler. Hvis det oppstår feil på skjermen, går du bort fra disse signalene, eller så tar du ut batteriet raskt og setter det inn på nytt.
3. Hold batteriene unna barn. Ikke la batterier ligge omkring. De kan svelges av barn eller kjæledyr. Dersom et batteri svelges, må du kontakte lege umiddelbart.
4. Lasialusta on märkänä liukas. Pidä se kuivana!
5. Seiso liikkumatta suorana punnituksen aikana.
6. ÄLÄ iske, kolhi tai pudota vaakaa.
7. Kohtele vaakaa samalla varovaisuudella kuin tarkkuusinstrumenttia.
8. Puhdista vaakaa kostealla liinalla varoen vettä pääsemästä vaa'an sisään. ÄLÄ käytä kemiallisia/hiovia puhdistusaineita.
9. Säilytä vaakaa viileässä, kuivassa paikassa.
10. Pidä vaakaa aina vaakasuorassa asennossa.

11. Jos vaakaa ei käynnisty, tarkista onko paristo asennettu tai onko pariston varaus matala. Asenna paristo tai vaihda uuteen.
12. Jos näytöllä näkyy virhe tai vaa'an sammuminen kestää pitkän aikaa, ota paristo pois noin kolmeksi sekunniksi ja asenna takaisin poistaaksesi ohjelmistovian. Jollet pysty ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteys jälleenmyyjään tuen saamiseksi.
13. Älä käytä vaakaa kaupallisiin tarkoituksiin.

## TUOTTEEN YLEISKATSAUS




## PARISTON VAIHTAMINEN




- 1 Toimii 2 x 1,5 V AAA-paristoilla (eivät kuulu toimitukseen).
2. Poista käytetyt paristot tarvittaessa terävän esineen avulla. Asenna uudet paristot asettamalla ensin pariston toinen puoli alas ja painamalla alas toista puolta. (Huomioi napaisuus)

## LCD-NÄYTTÖ



## PAINIKETOIMINTO



Painike vaa'an pohjassa

Punnitustilassa:

1. Paina pitkään Vaihda tila Aikuinen-tilan (normaali punnitus) ja Lapsi-tilan välillä
2. Paina lyhyesti: Muuntaa yksikön järjestyksessä kg/ lb/ st.

Huomautus: Vaa'an yksikköjärjestelmä on myyntialueen tai jakelijan vaatimusten mukainen.

## KÄYTTÖ

### 1. Aikuinen-tila - Normaali punnitus



Vaihe 1: Tarkkuuden varmistamiseksi sijoita vaaka kovalle, tasaiselle lattialle ja vältä mattoa tai pehmeää pintaa.




Vaihe 2: Nouse varovasti vaa'alle, jolloin vaaka kytkeytyy automaattisesti päälle. Seiso vaa'alla tasaisesti liikkumatta, kunnes LCD-näytössä näkyy painolukema. Painolukema vilkkuu kolme kertaa ja lukkiutuu (kuten kuvassa).


### 2. Lapsi-tila - Lapsen painon punnitus aikuisen sylissä



Vaihe 1: Tarkkuuden varmistamiseksi sijoita vaaka kovalle, tasaiselle lattialle ja vältä mattoa tai pehmeää pintaa.




Vaihe 2: Aikuinen nousee varovasti vaa'alle, jolloin vaaka kytkeytyy automaattisesti päälle. Seiso vaa'alla tasaisesti liikkumatta, kunnes LCD-näytössä näkyy aikuisen painolukema. Painolukema vilkkuu kolme kertaa ja palaa nolnaan. Lapsikuvake alkaa vilkkua. (Kuten kuvassa)




Vaihe 3: Aikuinen nousee pois vaa'alta ja nousee sitten takaisin lapsi sylissä. Seiso vaa'alla tasaisesti liikkumatta, kunnes LCD-näytössä näkyy lapsen painolukema. Painolukema alkaa vilkkua ja lukkiutuu noin 8 sekunniksi. LCD-muuttuu tällöin ilmaisemaan uudelleen aikuisen painolukeman.

## AUTOMAATTINEN SAMMUTUS



Kun astut pois vaa'alta, se sammuu automaattisesti. Automaattinen sammutus tapahtuu, jos näytössä näkyy sama painolukema noin 20 sekuntia.

## VAROITUSMERKKIVALOT



### YLIKUORMAN MERKKIVALO

Vaa'an ylikuorma. (Maksimipainokapasiteetti on ilmaistu vaa'assa). Astu pois vaa'alta vahingon välttämiseksi.

### PARISTOJEN ALHAISEN VARAUKSEN MERKKIVALO

Paristojen varaus on vähissä. Asenna uusi paristo.

### UUSINTATESTI

Näytössä näkyy "E", kun nouset vaa'alta, tarkoittaa painolukemavirhettä.

## OMINAISUUDET JA TEKNISET TIEDOT

1. Malli: NOPS70MB
2. 74 X 40 mm LCD-numerot
3. Matalan akkuvirran / ylikuormituksen ilmainen
4. Kapasiteetti: 180kg / 400lb / 28st
5. Asteikko: 100g / 0.2 lb (aikuinen-tila); 50g / 0.1lb (lapsi-tila)
6. Virta: 2 x 1.5V AAA



Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttökänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät.

Huomautuksia paristojen hävittämisestä

Tässä tuotteessa käytetyt paristot sisältävät kemikaaleja, jota ovat haitallisia ympäristölle. Suojellaksesi ympäristöämme, hävitä käytetyt paristot paikallisten lakien tai säädösten mukaisesti. Älä hävitä paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Maahantuonti ja markkinointi yksinoikeudella:  
Power International AS,  
PO Box 43, N-1483 Hagan, Norway

Power Norjassa:  
<https://www.power.no/kundeservice/> T: 21 00 40 00  
Expert Tanskassa:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/> P: 70 70 17 07  
Power Tanskassa:  
<https://www.power.dk/kundeservice/> P: 70 33 80 80  
Punkt 1 Tanskassa:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/> P: 70 70 17 07  
Expert Suomessa:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/> P: 020 7100 670  
Power Suomessa:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/> P: 0305 0305  
Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundeservice/> T: 08 517 66 000

## SIKKERHEDSADVARSLER


1. Må kun rengøres kun med en let fugtig klud. Vægten må IKKE lægges i vand, du må ikke bruge kemiske rengøringsmidler eller rengøringsmidler med slibemiddel.
2. Dette apparat indeholder skrøbelige elektroniske komponenter. Der kan derfor forekomme forstyrrelser, hvis den bruges i nærheden af udstyr, der udsender radiosignaler. Hvis der vises fejl på skærmen, kan du prøve at flytte vægten væk fra sådanne forstyrrende signaler eller kortvarigt tage batteriet ud og sætte det i igen.
3. Batterier skal holdes uden for børns rækkevidde. Lad ikke batterierne ligge og flyde. Børn eller dyr kan komme til at sluge dem. Sker dette, skal du straks søge læge.
4. Glasvægtpladen bliver glat, hvis den bliver våd. Sørg for at den ertør!
5. Stå stille under vejning.
6. Du må IKKE støde eller tabe vægten.
7. Træd forsigtigt på vægten, da den er et præcisionsapparat.
8. Rengør vægten med en fugtig klud og undgå, at der trænger vandind i vægten. Du må IKKE bruge kemiske rengøringsmidler eller rengøringsmidler med slibemiddel.
9. Opbevar vægten køligt og tørt.

10. Sørg for, at vægten altid står vandret.
11. Hvis du ikke kan tænde for vægten, skal batteriet muligvis skiftes. Sæt nyt batteri i.
12. Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen i længere tid, eller du ikke kan slukke for vægten, kan du prøve at tage batteriet ud, vente i ca. 3 sekunder, og sætte det i igen for derved at fjerne fejlen. Hvis dette ikke løser problemer, kan du kontakte din forhandler for hjælp.
13. Brug ikke vægten professionelt.

## PRODUKTOVERSIGT




## UDSKIFT BATTERI




1. Brug 2x1,5V (AAA) batterier (medfølger ikke).
2. Tag brugte batterier ud, evt. med en spids genstand. Sæt de nye batterier i med ene ende først, og tryk derefter den anden ende ned. (Vær opmærksom på, at det skal vende korrekt)

## LCD-SKÆRM



## KNAPPERNES FUNKTION



Knapper bag på vægten

I vægtfunktion:

1. Hold knappen nede: Skift funktion mellem Adult-funktion (Voksen) (normal vejning) og Infant-funktion (Spædbarn)
2. Tryk på: Konverter enhed mellem kg/lb/st.

Bemærkning: Vægtens enhedssystem afhænger af hvilket land/område eller hvilken distributør, vægten er solgt igennem.

## BRUG

### 1. Voksen-funktion - normal vejning




Trin 1: For at vægten kan måle nøjagtigt, skal den stilles på et fast og plant gulv uden gulvtæppe eller andre bløde underlag.



Trin 2: Træd forsigtigt op på vægten, hvorefter den automatisk tænder. Stå jævnt og roligt på vægten og vent, til den målte vægt vises på skærmen. Den målte vægt blinker 3 gange og fastlåses (som vist på billedet).


### 2. Spædbarn-funktion - vejning af spædbørn, der holdes af en voksen



Trin 1: For at vægten kan måle nøjagtigt, skal den stilles på et fast og plant gulv uden gulvtæppe eller andre bløde underlag.




Trin 2: Den voksne person træder forsigtigt op på vægten, hvorefter den automatisk tænder. Stå jævnt og roligt på vægten og vent, til din vægt vises på skærmen. Den målte vægt blinker 3 gange og viser nul igen. Spædbarn-ikonet blinker. (som vist på billedet)




Trin 3: Den voksne person træder ned fra vægten og træder herefter op igen med spædbarnet i armene. Stå jævnt og roligt på vægten og vent, til barnets vægt vises på skærmen. Den målte vægt blinker og fastlåses i ca. 8 sekunder. Skærmen vil skifte og vise den voksne vægt igen.

## AUTOMATISK SLUK



Når du træder ned fra vægten, slukker den automatisk. Den slukker automatisk, hvis skærmen viser den samme udlæsning i ca. 20 sekunder.

## ADVARSLER



### OVERBELASTNINGSINDIKATOR

Vægten er overbelastet. (maks. belastning er angivet på vægten). Træd ned for at undgå beskadigelse.

### LAVT BATTERINIVEAU

Batteriniveauet er lavt. Sæt nyt batteri i.

### TEST IGEN

Hvis der vises et "E", når du træder ned fra vægten, betyder det, at vejningen er forkert.

## FUNKTIONER OG SPECIFIKATIONER

1. Model: NOPS70MB
2. 74 x 40 mm LCD-cifre
3. Angivelse af lavt batteri/overbelastning
4. Kapacitet: 180kg / 400lb / 28st
5. Visningsnøjagtighed: 100g / 0.2 lb (voksen-funktion); 50g / 0.1lb (spædbarn-funktion)
6. Batteri: 2 x 1.5V AAA



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate indsamlingssystemer til genbrug.

Bemærkninger vedrørende bortskaffelse af batterier

De batterier, der anvendes til dette produkt, indeholder kemikalier, som er skadelige for miljøet. For at beskytte miljøet skal brugte batterier bortskaffes i henhold til de lokale love og regler. Smid aldrig batterier ud med det normale husholdningsaffald.

Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Importeret og markedsføres udelukkende af:  
Power International AS,  
PO Box 43, N-1483 Hagan, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/> T: 21 00 40 00  
Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/> T: 70 70 17 07  
Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/> T: 70 33 80 80  
Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/> T: 70 70 17 07  
Expert Finland:  
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/> T: 020 7100 670  
Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/> T: 0305 0305  
Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundeservice/> T: 08 517 66 000

## Säkerhetsanvisningar


1. Läs noga igenom alla instruktioner innan du använder produkten och spara dem för framtida bruk.
2. Enheten har ömtåliga elektroniska komponenter. Störningar kan därför förekomma när den är nära enheter som sänder radiosignaler. Om fel uppstår på skärmen, gå bort från dessa signaler eller ta bort batteriet en kort stund och sätt sedan tillbaka det igen.
3. Håll batterier borta från barn. Låt inte batterier ligga framme. De kan sväljas av barn eller husdjur. Vid sväljning av ett batteri, kontakta omedelbart en läkare.
4. Vågen är endast avsedd för hushållsbruk. Använd inte den för professionella ändamål.
5. Glasplattformen blir hal när den är blöt. Håll den torr!
6. Håll den still under vägningen.
7. Slå inte, chocka eller tappa vågen.
8. Behandla vågen med försiktighet eftersom det är ett precisionsinstrument.

9. Rengör vågen med en fuktig trasa och undvik att vatten kommer in i vågen. Använd inte kemiska/slipande rengöringsmedel.
10. Förvara vågen på en sval plats med torr luft.
11. Håll alltid vågen i horisontellt läge.
12. Om det inte går att slå på vågen, kontrollera att batterier sitter i eller ifall de behöver bytas ut. Sätt i eller byt ut batteriet.
13. Om det finns fel på skärmen eller om det inte går att stänga av vågen under en längre tid - avlägsna batteriet i ca 3 sekunder och i sätt sedan i det igen. Om du inte kan lösa problemet, kontakta din återförsäljare för råd.

## PRODUKTÖVERSIKT




## BYTA BATTERI




1. Drivs med 2 st 1,5 V AAA-batterier (medföljer ej).
2. Ta ut använda batterier med hjälp av ett spetsigt föremål vid behov. Sätt in nya batterier genom att sätta in batteriets ena ände och sedan trycka ner den andra sidan.  
(Tänk på polariteten)

## LCD-SKÄRM



## KNAPPFUNKTION



Knapp på vågens undersida.

I vägningsläge:

1. Lång tryckning: Konverteringsläge mellan vuxenläge (normal vägning) och barnläge
2. Kort tryckning: Omvandla mellan enheterna kg/ lb/ st

Obs: Vågens enhetssystem beror på vilket land enheten ska säljas i eller återförsäljarens krav.

## DRIFT

### 1. Vuxenläge - Normal vägning




Steg 1: För att säkerställa exakt resultat, placera vågen på ett hårt, plant golv och undvik mattor och mjuka ytor.



Steg 2: Stig försiktigt upp på vågen, och då startar vågen automatiskt. Stå jämnt på vågen utan att röra dig och vänta tills LCD-fönstret visar viktvärdet. Viktavläsningen kommer att blinka tre gånger och låsas (som på bilden).


### 2. Barnläge - Vägning av barn som hålls av en vuxen



Steg 1: För att säkerställa exakt resultat, placera vågen på ett hårt, plant golv och undvik mattor och mjuka ytor.




Steg 2: Den vuxna personen ska försiktigt stiga upp på vågen, och då startar vågen automatiskt. Stå jämnt på vågen utan att röra dig och vänta tills LCD-fönstret visar den vuxna personens vikt. Viktavläsningen kommer att blinka tre gånger och återgå till noll. Barnikonen blinkar därefter. (som på bilden)



Steg 3: Den vuxna personen stiger av vågen och därefter upp igen och håller barnet. Stå jämnt på vågen utan att röra dig och vänta tills LCD-fönstret visar barnets viktvärde. Viktavläsningen kommer att blinka och låsas i ca 8 sekunder. LCD-fönstret kommer att skifta för att indikera viktvärdet för den vuxna personen igen.




## AUTOMATISK AVSTÄNGNING



När du stiger ner från vågen, kommer den automatiskt att stängas av. Automatisk avstängning sker om fönstret visar samma viktavläsning i ca 20 sekunder.

## VARNINGSINDIKATIONER



### INDIKATION FÖR ÖVERBELASTNING

Våg överbelastad. (maximal viktkapacitet indikeras på vågen).  
Ta bort för att undvika skada.

### INDIKATION OMSVAGT BATTERI

Batterinivån är låg. Sätt i nytt batteri.

### TESTA IGEN

Visar fönstret "E" när du stiger av vågen, betyder det att viktavläsningen har ett fel.

## FUNKTIONER OCH SPECIFIKATIONER

1. Modell: NOPS70MB
2. 74 x 40 mm LCD-siffror
3. Låg batteri/överlastindikering
4. Kapacitet 180kg / 400lb / 28st
5. Gradering: 100g / 0.2 lb (vuxenläge); 50g / 0.1lb (barnläge)
6. Ström: 2 x 1,5V AAA



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU.

Meddelande om kassering av batterier

Batterierna som används i denna produkt innehåller kemikalier som är skadliga för miljön. För att skydda miljön, kasta använda batterier i enlighet med lokala lagar och bestämmelser. Kasta inte batterierna i de vanliga hushållssoporna.

För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Importerat och exklusivt marknadsförd av:

Power International AS,  
PO Box 43, N-1483 Hagan, Norway

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/T:21004000>

Expert Danmark:

<https://www.expert.dk/kundeservice/T:70701707>

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/T:70338080>

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/T:70701707>

Expert Finland:

<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/T:0207100670>

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/T:03050305>

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/T:0851766000>

