

The logo for 'point' is displayed in white lowercase letters on a red rectangular background with rounded corners.

ASPER NECK & SHOULDER MASSAGER

ASPER
User Manual

The logo 'LIFE MADE EASIER' is enclosed in a red rectangular border. 'LIFE' is in large grey letters, 'MADE' is in smaller orange letters, and 'EASIER' is in large red letters.

GB

Thank you for purchasing your new ASPER NECK & SHOULDER MASSAGER. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual to fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte ditt nye ASPER NAKKE- OG SKULDERMASSASJEAPPARAT. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli kjent med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og spar på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden ASPER NISKA- JA HARTIAHIERONTALAITTEEN ostamisesta. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Suosittelemme, että käytät hieman aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, millaisia ominaisuuksia tuotteessa on. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

DK

Tak for købet af dit nye ASPER MESSAGEAPPARAT TIL NAKKE OG SKULDRE. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt ditt nya ASPER MESSAGEAPPARAT FÖR NACKE OCH AXLAR. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driffunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English.....page	04-12
Bruksanvisning- Norsk.....side	13-21
Käyttöopas - Suomisivu	22-30
Brugervejledning – Dansk.....side	31-39
Bruksanvisning – Svenska.....sida	40-48

GB

NO

FI

DK

SE

IMPORTANT INSTRUCTIONS



READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



1. **Warning:** This appliance is NOT A TOY. Keep away from infants, babies and children.
2. This appliance can be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
3. DO NOT use this appliance for more than 20 minutes.
4. DO NOT fall asleep while using this appliance.
5. Pregnant women, infants, children, people with a swollen or inflamed body parts, people with serious muscle or joint aches, and anyone wearing a pacemaker, are not recommend to use this appliance.
6. DO NOT operate this appliance after taking pain killers, sedatives or alcohol.
7. Close supervision is required when disabled or ill individuals operate this appliance.
8. Massage should be comfortable and pleasant, if you feel pain or discomfort, discontinue use and consult your doctor.
9. DO NOT place the appliance near water, under direct sunlight or in excessive heat.



10. Do not use when lying flat or reclining.
11. Do not use this product during precise tasks or driving.
12. Store out of children's reach.
13. Children under 8 should not use this product. Those aged 8-12 should only use it under adult supervision.
14. Do not scratch or puncture this product with sharp objects.
15. Do not disassemble the internal components of the product to prevent damage.
16. This is a household electronic healthcare product, not a medical device, and not suitable for diagnosis or treatment.
17. Remove jewelry from the area being massaged before use.
18. Use the provided charging cable and a standard-compliant adapter, ensuring safe electrical use.
19. Excessive use may cause discomfort or skin irritation.

Product Overview



- 1. Massage node
- 2. Control panel
- 3. Hand strap

- 4. Elastic strap buckle
- 5. TYPE-C charging port



USB-C Charging Cable

Operating Instructions

Power button

Power on/off

1.Power on: Press and hold this button for 1 seconds, the default mode of power-on is Mode 1, the hot compress is turned on, the intensity is Gear 1.

2.Power off: Press and hold for 1 seconds again to turn off the massager.

Mode key

Switch mode

Short press to switch the massage mode in a cycle.There are 2 massage modes in total, namely: mode 1 (vitality mode) and mode 2 (relaxation mode).

Heating key

Hot compress mode


Short press the button to activate or deactivate the hot compress function. The indicator light will display solid red when the function is active, and switch to green when deactivated.

Intensity key

Massage intensity switching

Short press the button to cycle through two massage intensity levels.


Massage Position



Hands-free buckle strap design



Neck massage




Lower back relaxation



Relief for leg pressure

Preparation before use

- Visually examine the product for shipping damage prior to initial operation.
- Charge the product for about 2.5 hours to fully charge it before the first use.
- Connect the USB-C cable to charging port of the product, then to an certified adapter(5V 2A), plug the adapter to an AC power outlet.



- While charging, the product cannot be turned on and used.
- The battery indicator light is red during charging and turns green when fully charged.
- If the battery level drops below 20%, the indicator flashes red to signal low battery; charge it promptly

- Remove necklaces, metal accessories, etc. before use to avoid discomfort.
- Adopt a comfortable posture and completely relax your body.
- Wear the massager on your shoulders and neck, and adjust it to the most comfortable position, and then start the massage.

Note: It is normal for the device and the power adapter to heat up slightly during charging.

Care and Maintenance

1. Keep the product clean and away from places with high humidity or high temperature and environments with volatile gases.
2. Protect against moisture, rodents, and dirt; do not place heavy items on the product.
3. In case of failure, seek professional repair services. Non-professionals should not attempt disassembly.
4. Stop using the product if you notice any of the following: a burnt smell, intermittent power disconnections, a hot power cord, cord damage, or any other abnormalities.

Troubleshooting

This section summarizes the most common problems you could encounter with the product. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the service center immediately.

Problem	Possible cause	Solution
Can not power on	Battery power is insufficient.	Charge it, then try again.
The product does not work	Low battery	Charge it, then try again.
	Extended use, the motor's overheating protection has activated.	After the motor has cooled down naturally, restart it and continue to use.
Stops during use	The 10-minute default working time is up.	Long press the power button to restart.
	Low battery	Charge it and then use it again
Weak massage	Low battery	Fully charge it.
No heat compress	The hot compress function is not turned on	Short press the heating button to turn on the hot compress function.
Internal odor or smoke during operation	Product failure	Stop using and turn of the power supply, then contact the service center.

Problem	Possible cause	Solution
The charging indicator light is not on	The USB-C socket has poor contact /poor power contact.	Pull and plug the Type-C charging cable / power cord.

Specification:

Model: ASPER

Input: 5V \Rightarrow 2A

Rated power: 10W

GB



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchase the product.

Power International AS
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


VIKTIGE INSTRUKSJONER

LES OG OPPBEVAR DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE


-  Advarsel: Dette apparatet er IKKE ET LEKETØY. Hold vekke fra spedbarn, babyer og barn.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har blitt instruert om trygg bruk av apparatet og forstår farene dette innebærer. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- IKKE bruk apparatet lengre enn 20 minutt om gangen.
- IKKE sovne mens du bruker dette apparatet.
- Gravide kvinner, spedbarn, barn, personer med hovne eller betente kroppsdeler, personer med alvorlige muskel- eller leddsmerter og personer som bruker pace-maker, anbefales ikke å bruke dette apparatet.
- IKKE bruk etter å ha tatt smertestillende, beroligende midler eller alkohol.
- Det skal holdes nøye tilsyn når uføre eller syke personer bruker dette apparatet.
- Massasjen skal være behagelig og trivelig. Hvis du opplever smerter eller ubehag, må du slutte og ta kontakt med lege.
- IKKE plasser apparatet ved vann, under direkte sollys eller ved sterk varme.

10. Ikke bruk når du ligger flatt eller tilbakelent.
11. Ikke bruk dette produktet under presise oppgaver eller kjøring.
12. Oppbevar utenfor barns rekkevidde.
13. Barn under 8 år bør ikke bruke dette produktet. De i alderen 8–12 år bør kun bruke den under tilsyn av voksne.
14. Ikke rip eller lag hull på produktet med skarpe gjenstander.
15. Ikke demonter de interne komponentene i produktet for å unngå skade.
16. Dette er et elektronisk helseprodukt for husholdningsbruk. Det er ikke et medisinsk utstyr, og er ikke egnet for diagnose eller behandling.
17. Fjern smykker fra området som skal masseres før bruk.
18. Bruk den medfølgende ladekabelen og en standardkompatibel adapter for å sikre trygg elektrisk bruk.
19. Overdreven bruk kan forårsake ubehag eller hudirritasjon.

Produktoversikt





- 1. Massasjenode
- 2. Kontrollpanel
- 3. Håndstropp



- 4. Elastisk stroppspenne
- 5. TYPE C-ladeport

NO



USB-C-ladekabel

Bruksanvisning

Strømknapp

Strøm på/Strøm av

1. Strøm på: Hold inne denne knappen i 1 sekund. Standardmodus når påslått er modus 1. Når varmkompress er slått på, er intensiteten satt til 1.
2. Strøm av: Hold inne i 1 sekund igjen for å slå av massasjeapparatet.

Modus-knapp

Bytte modus

Trykk kort for å bytte til en annen massasjemodus. Det er totalt to massasjemoduser: modus 1 (vitalitetsmodus) og modus 2 (avslappingsmodus).

Varmeknapp

Varmkompressmodus

Trykk kort på knappen for å aktivere eller deaktivere varmkompress-funksjonen.


Indikatorlampen lyser rødt når funksjonen er aktiv og skifter til grønt når den er deaktivert.

Intensitetsknapp

Bytte massasjeintensitet

Trykk knappen kort for å veksle mellom to massasjeintensitetsnivåer.


Massasjeosisjon




Håndfri spennestroppdesign



Nakkemassasjeapparat




Avslappe korsryggen



Avlaste trykk i benet

Forberedelse før bruk

- Undersøk produktet visuelt for transportskader før første gangs bruk.
- Lad produktet i omtrent 2,5 timer for å lade det helt opp før første gangs bruk.
- Koble USB-C-kabelen til ladeporten på produktet, og koble deretter adapteren til en stikkontakt med en sertifisert adapter (5 V 2 A).



- Produktet kan ikke slås på og brukes mens det lades.
- Batteriindikatorlampen lyser rødt under lading og blir grønn når fulladet.
- Hvis batterinivået faller under 20 %, blinker indikatoren rødt for å signalisere lavt batteri; lad med det samme

- Fjern halskjeder, metalltilbehør osv. før bruk for å unngå ubehag.
- Innta en komfortabel holdning og slapp helt av i kroppen.
- Ta massasjeapparatet på skuldrene og nakken, juster det til den mest komfortable stillingen, og start massasjen.

Merk: Det er normalt at enheten og strømadapteren blir litt varme under lading.

Stell og vedlikehold

1. Hold produktet rent og unna steder med høy luftfuktighet eller høy temperatur og miljøer med flyktige gasser.
2. Beskytt mot fuktighet, gnagere og smuss; ikke plasser tunge gjenstander oppå produktet.
3. Ved feil må en profesjonell reparasjonstjeneste oppsøkes. Ikke-fagfolk bør ikke forsøke å demontere.
4. Slutt å bruke produktet hvis du oppdager noe av det følgende: brent lukt, periodiske strøbrudd, varm strømledning, skadet ledning eller annet unormalt.

Feilsøking

Denne delen oppsummerer de vanligste problemene du kan støte på med produktet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, må du kontakte servicesenteret umiddelbart.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Kan ikke slå på	Det er ikke nok strøm i batteriet.	Lad opp, og prøv deretter på nytt.
Produktet fungerer ikke	Lavt batterinivå	Lad opp, og prøv deretter på nytt.
	Ved lengre tids bruk blir motorens overopphetingsvern aktivert.	Når motoren har kjølt seg ned, starter du den på nytt og fortsetter bruken.
Stopp under bruk	Standard driftstid på 10 minutter er ute.	Hold inne strømknappen for å starte på nytt.
	Lavt batterinivå	Lad opp og bruk igjen
Svak massasje	Lavt batterinivå	Lad helt opp.
Ingen varmkompress	Varmkompressfunksjonen er ikke slått på	Trykk varmeknappen kort for å slå på varmkompressfunksjonen.
Innvendig lukt eller røyk under drift	Produktfeil	Slutt å bruke og slå av strømmen, og kontakt deretter servicesenteret.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ladeindikatorlampen lyser ikke	USB-C-kontakten har dårlig kontakt/dårlig strømkontakt.	Koble Type-C-ladekabelen/strømledningen fra og koble til igjen.

Spesifikasjoner:

Modell: ASPER

Inngang: 5V $\overline{=}$ 2A

Merkeeffekt: 10 W



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingsssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS
Postboks Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

TÄRKEITÄ OHJEITA


LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET




1. Varoitus: Tämä laite EI ole LELU. Pidä poissa imeväisten, vauvojen ja lasten ulottuvilta.
2. Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa.
3. ÄLÄ käytä tätä laitetta yli 20 minuutin ajan.
4. ÄLÄ nukahda tätä laitetta käyttäessäsi.
5. Raskaana olevia naisia, pikkulapsia, lapsia, henkilöitä, joilla on turvonnut tai tulehtunut ruumiinosa, henkilöitä, joilla on vakavia lihas- tai nivelkipuja, ja henkilöitä, joilla on sydämentahdistin, ei suositella käyttämään tätä laitetta.
6. ÄLÄ käytä tätä laitetta kipulääkkeiden, rauhoittavien lääkkeiden tai alkoholin käytön jälkeen.
7. Vammaisten tai sairaiden henkilöiden käyttäessä tätä laitetta tarvitaan tarkkaa valvontaa.
8. Hieronnan tulee olla miellyttävää, jos tunnet kipua tai epämukavuutta, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
9. ÄLÄ sijoita laitetta veden lähelle, suoraan auringonvaloon tai liialliseen kuumuuteen.

10. Älä käytä makuulta tai makuuasennossa.
11. Älä käytä tätä tuotetta tarkkojen tehtävien tai ajamisen aikana.
12. Säilytä lasten ulottumattomissa.
13. Alle 8-vuotiaiden lasten ei tulisi käyttää tätä tuotetta. 8-12-vuotiaiden tulisi käyttää sitä vain aikuisen valvonnassa.
14. Älä naarmuta tai puhkaise tätä tuotetta terävillä esineillä.
15. Älä pura tuotteen sisäisiä komponentteja vaurioiden välttämiseksi.
16. Tämä on kotitalouksien sähköinen terveydenhuoltolaite, ote, ei lääkinnällinen laite, eikä se sovellu diagnoosiin tai hoitoon.
17. Poista korut hierottavalta alueelta ennen käyttöä.
18. Käytä mukana toimitettua latauskaapelia ja standardien mukaista sovitinta, mikä takaa turvallisen sähkökäytön.
19. Liiallinen käyttö voi aiheuttaa epämukavuutta tai ihoärsytystä.


Tuotteen yleiskatsaus



1. Hierontanystyrä
2. Ohjauspaneeli
3. Käsihihna



4. Joustava hihnan solki
5. TYPE-C-latausportti




Merkkivalo

Virtapainike

Tila -painike

Lämpöpainike

Intensiteetti-painike



USB-C-latauskaapeli

Käyttöohjeet

Virtapainike

Virta päälle/Virta pois päältä

1. Virta päälle: Paina tätä painiketta ja pidä sitä painettuna 1 sekunnin ajan, oletustilana on tila 1, kuumakompressi on päällä, ja intensiteetti on tasolla 1.
2. Virta pois päältä: Pidä painettuna 1 sekunti sammuttaaksesi hierontalaitteen.

Tilapainike

Vaihda tilaa

Paina lyhyesti vaihtaaksesi hierontatilaa. hierontatiloja on yhteensä 2: tila 1 (vireystila) ja tila 2 (rentoutumistila).

Lämpöpainike

Kuumakompressiotila


Kytke tai katkaise kuumakompressiotoiminto painamalla painiketta lyhyesti. Toiminnon ollessa aktiivisena merkkivalo palaa kiinteänä punaisena ja vaihtuu vihreäksi, kun se on pois päältä

Intensiteettipainike

Hieronnan voimakkuuden vaihto

Paina painiketta lyhyesti siirtyäksesi kahden hieronnan voimakkuuden tason välillä.


Hieronta-asento



Kädet vapauttava
muotoilu



Niskahieronta




Alaselän rentoutuminen



Painon tunteen
lievittäminen jaloista

Valmistelu ennen käyttöä

- Tutki tuote silmämääräisesti kuljetusvaurioiden varalta ennen käyttöönottoa.
- Lataa tuotetta noin 2,5 tuntia, jotta se latautuu täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Kytke USB-C-kaapeli tuotteen latausporttiin, sitten sertifioituun sovittimeen (5V 2A) ja kytke sovitin pistorasiaan.



- Latauksen aikana tuotetta ei voi kytkeä päälle eikä käyttää.
- Akun merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen.
- Jos akun varaustaso laskee alle 20 %, merkkivalo vilkkuu punaisena ilmaistakseen alhaista varaustilaa; lataa se viipymättä.

- Poista kaulakorut, metalliset lisävarusteet jne. ennen käyttöä epämukavuuden välttämiseksi.
- Ota mukava asento ja rentoudu täysin.
- Pidä hierontalaitetta hartioiden ja niskan päällä, säädä se mukavimpaan asentoon ja aloita hieronta.

Huom: On normaalia, että laite ja verkkolaite kuumenevat hieman latauksen aikana.

Hoito ja kunnossapito

1. Pidä tuote puhtaana ja poissa paikoista, joissa on korkea kosteus tai korkea lämpötila, sekä ympäristöistä, joissa on haihtuvia kaasuja.
2. Suojaa kosteudelta, jyrksijöiltä ja lialta; älä aseta painavia esineitä tuotteen päälle.
3. Jos laite vioittuu, hakeudu ammattitaitoiseen korjaamoon. Muiden kuin ammattilaisten ei pitäisi yrittää purkamista.
4. Lopeta tuotteen käyttö, jos havaitset jotain seuraavista: palaneen hajua, ajoittaisia virran katkeamisia, virtajohdon kuumenemista, johdon vaurioita tai muita poikkeavuuksia.



Vianmääritys

Tässä osiossa on yhteenveto yleisimmistä ongelmista, joita voit kohdata tuotteen kanssa. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa alla olevien tietojen avulla, ota välittömästi yhteyttä huoltokeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Virta ei kytkeydy päälle	Akun teho on riittämätön.	Lataa se ja yritä sitten uudelleen.
Tuote ei toimi	Akkuvirta vähissä	Lataa se ja yritä sitten uudelleen.
	Pitkäaikainen käyttö, moottorin ylikuumentuminen ja moottorin osat on aktivoitunut.	Kun moottori on jäähtynyt luonnollisesti, käynnistä se uudelleen ja jatka käyttöä.
Pysähtyy käytön aikana	10 minuutin oletusajoaika on päättynyt.	Käynnistä laite uudelleen painamalla pitkään virtapainiketta.
	Akkuvirta vähissä	Lataa se ja käytä sitä sitten uudelleen
Heikko hieronta	Akkuvirta vähissä	Lataa se täyteen.
Ei lämpöä	Lämpökompresio-toiminto ei ole päällä.	Paina lämmityspainiketta lyhyesti kytkeäksesi kuumentamistoiminnon päälle.
Sisäinen haju tai savu käytön aikana	Tuotevika	Lopeta käyttö ja katkaise virtalähde ja ota sitten yhteys huoltokeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Latauksen merkkivalo ei pala	USB-C-liitännässä on huono kosketus / huono virtakosketus.	Vedä ja kytke Type-C-latauskaapeli / virtajohto.

Tekniset tiedot:

Malli: ASPER

Tulo: 5V \equiv 2A

Nimellisvirta: 10 W



Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältäsi, josta ostit tuotteen.

Power International AS
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

VIGTIGE INSTRUKTIONER


LÆS DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG BEHOLD DEM




1. Advarsel: Dette apparat ER IKKE ET LEGETØJ. Apparatet skal holdes væk fra spædbørn, babyer og børn.
2. Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert, og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med dette apparat. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
3. Apparatet må HØJST bruges i 20 minutter ad gangen.
4. UNDGÅ, at falde i søvn, når du bruger dette apparat.
5. Gravide kvinder, spædbørn, børn, personer med en hævet eller betændt kropsdele, personer med alvorlige muskel- eller ledsmerter og alle personer med en pace-maker, anbefales ikke at bruge dette apparat.
6. Dette apparat må IKKE bruges efter at have taget smertestillende medicin, beroligende medicin eller alkohol.
7. Hvis handicappede eller syge personer bruger dette apparat, skal de være under nøje opsyn.
8. Massagen skal være behagelig. Hvis du mærker smerte eller ubehag, skal du holde op med at bruge apparatet og kontakte din læge.
9. Dette apparat må IKKE placeres i nærheden af vand, under sollys eller på meget varme steder.

10. Apparatet må ikke bruges, når du ligger fladt eller er lænet tilbage.
11. Dette produkt må ikke bruges, hvis du er i gang med opgaver, der kræver præcision eller hvis du kører et køretøj.
12. Produktet skal opbevares uden for børns rækkevidde.
13. Børn under 8 år må ikke bruge dette produkt. Personer i alderen 8-12 år må kun bruge produktet under voksenoplysning.
14. Undgå at ridse eller gennemhulle produktets overflade med skarpe genstande.
15. Produktet må ikke skilles ad, da dette kan beskadige det.
16. Dette er et elektronisk husholdningsprodukt. Det er ikke et medicinsk udstyr, og det er ikke beregnet til diagnose eller behandling.
17. Tag smykker af ved området, der skal masseres før brug.
18. Brug det medfølgende ladekabel og en standardadapter, så produktet oplades sikkert.
19. Hvis produktet bruges for meget, kan det føre til ubehag eller hudirritation.



Produktoversigt



1. Massageknop
2. Betjeningspanel
3. Håndstrop



4. Spænde til elastikstropen
5. TYPE C-opladestik



USB-C-ladekabel



Brugsvejledning

Tænd/sluk-knap

Tænd/Sluk

1. Tænd: Hold denne knap nede i 1 sekund. Apparatet står som standard på 1. Varmekomprimeringen står på gear 1.
2. Sluk: Holdes knappen nede i 1 sekund igen, for at slukke massageB apparatet.

Funktionsknap

Skift af funktion

Trykkes for at skifte mellem massagefunktionerne i rækkefølge. Der er i alt 2 massagefunktioner, som er følgende: Funktion 1 (vitalitetsfunktion) og funktion 2 (afslapningsfunktion).

Varmeknap

Varmekomprimeringsfunktion


Tryk på denne knap for at slå varmkomprimeringsfunktionen til og fra. Indikatoren lyser konstant rød, når funktionen slås til, og den skifter til grøn, når funktionen slås fra.

Styrkeknap

Skift af massagestyrken

Tryk på knappen for at skifte mellem massagestyrkerne.


Områder, der kan masseres



Design med strop



Nakkemassage




Afslapning af lænden



Aflastning af bentryk

Forberedelse før brug

- Se produktet efter for forsendelsesskader før det tages i brug for første gang.
- Oplad produktet i ca. 2.5 timer for at oplade det helt før det tages i brug for første gang.
- Tilslut USB-C-kablet til produktets opladningsport, og sæt derefter adapteren i en stikkontakt (5V 2A).



- Produktet kan ikke tændes eller bruges under opladning.
- Batteriindikatoren lyser rød under opladningen. Den skifter til grøn, når batteriet er ladet helt op.
- Hvis batteristrømmen falder til under 20 %, blinker indikatoren rød for at vise at batteriet er lav på strøm. Oplad batteriet hurtigst muligt.

- Tag halskæder, metaltilbehør og lignende af før brug, så du undgår ubehag.
- Indtag en behagelig kropsholdning og slap helt af i kroppen.
- Sæt massageapparatet på skuldrene og nakken. Juster det så det sidder behageligt, og start det.

Bemærk: Det er normalt, at apparatet og strømadapteren bliver lidt varme under opladningen.

Pleje og vedligeholdelse

1. Produktet skal holdes rent og det skal holdes væk fra steder med høj luftfugtighed eller høj temperatur og miljøer med flygtige gasser.
2. Produktet skal beskyttes mod fugt, gnavere og snavs. Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
3. I tilfælde af fejl, skal produktet repareres af en fagperson. Amatører må ikke skille produktet ad.
4. Produktet må ikke længere bruges, hvis du bemærker noget af følgende:
En brændt lugt, uregelmæssige strømafbrydelser, en varm ledning, ledningsskader eller andre abnormiteter.

Fejlfinding

I dette afsnit finder du en oversigt over de mest almindelige problemer, du kan have med produktet. Hvis du ikke kan løse problemet med nedenstående oplysninger, skal du straks kontakte servicecenteret.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Produktet tænder ikke	Der er nok strøm på batteriet.	Oplad produktet, og prøv igen.
Produktet virker ikke	Lav strøm på batteriet	Oplad produktet, og prøv igen.
	Hvis produktet bruges i længere tid, slås motoren overophedningsbeskyttelse til.	Når motoren har kølet ned, skal du genstarte den, hvorefter den kan bruges igen.
Stop under brug	Driftstiden på 10 minutter er udløbet.	Hold tænd/sluk-knappen nede, for at genstarte apparatet.
	Lav strøm på batteriet	Oplad batteriet, hvorefter apparatet kan bruges igen
Svag massage	Lav strøm på batteriet	Lad batteriet helt op.
Ingen varmekomprimering	Varmekomprimeringsfunktionen er ikke slået til	Tryk på varmeknappen for at slå varmekomprimeringsfunktionen til.
Indvendig lugt eller røg under drift	Produktfejl	Hold op med at bruge produktet. Sluk for strømforsyningen og kontakt derefter servicecenteret.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Opladningsindikatoren lyser hele tiden	Der er en løs forbindelse/ dårlig strømkontakt i USB-C-stikket.	Træk Type-C-ladekablet/ ledningen ud og tilslut det igen.

Specifikationer:

Model: ASPER

Indgang: 5V $\overline{=}$ 2A

Nominel effekt: 10 W



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

VIKTIGA INSTRUKTIONER


LÄS OCH SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER




1. Varning: Denna apparat är INTE en leksak. Håll borta från spädbarn, bebisar och barn.
2. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
3. Använd INTE denna apparat i mer än 20 minuter.
4. Somna INTE när du använder denna apparat.
5. Gravida kvinnor, spädbarn, barn, personer med en svullen eller inflammerad kroppsdel, personer med allvarlig muskel- eller ledvärk och personer som bär pacemaker rekommenderas inte att använda denna apparat.
6. Använd INTE denna apparat efter intag av smärtstillande medel, lugnande medel eller alkohol.
7. Noggrann övervakning krävs när inaktiverade eller sjuka personer använder denna apparat.
8. Massagen ska vara bekväm och behaglig, om du känner smärta eller obehag ska du avbryta användningen och kontakta din läkare.
9. Placera INTE apparaten nära vatten, i direkt solljus eller i stark värme.

10. Använd inte när du ligger platt eller lutar dig tillbaka.
11. Använd inte denna produkt vid exakta arbetsuppgifter eller under körning.
12. Förvaras oåtkomligt för barn.
13. Barn under 8 år bör inte använda denna produkt.
Personer i åldern 8-12 år bör endast använda den under uppsikt av en vuxen.
14. Produkten får inte repas eller punkteras med vassa föremål.
15. Demontera inte produktens interna komponenter för att förhindra skador.
16. Detta är en elektronisk hälsoprodukt för hushållsbruk, inte en medicinteknisk produkt och inte lämplig för diagnos eller behandling.
17. Ta bort smycken från det område som masseras före användning.
18. Använd den medföljande laddningskabeln och en adapter som uppfyller standardkraven för säker elektrisk användning.
19. Överdriven användning kan orsaka obehag eller hudirritation.



Produktöversikt



- 1. Massagenod
- 2. Kontrollpanel
- 3. Handrem



- 4. Elastiskt spänne för rem
- 5. TYPE-C-laddningsport



USB-C-laddningskabel

Bruksanvisning

Strömbrytare

Slå på/Stänga av

1. Slå på: Håll denna knapp intryckt i 1 sekund, standardläget för påslagning är Läge 1, värmekompressen slås på, intensiteten är Växel 1.
2. Stänga av: Tryck och håll in i 1 sekund igen för att stänga av massageapparaten.

Lägesknapp

Växla läge

Kort tryckning för att växla massageläge under en cykel. Det finns totalt 2 massagelägen, nämligen: läge 1 (vitalitetsläge) och läge 2 (avslappningsläge).

Värmeknapp

Värmekompress-läge

Tryck kort på knappen för att aktivera eller avaktivera funktionen för värmekompress.


Indikeringslampan lyser med fast rött sken när funktionen är aktiv och växlar till grönt när den är avaktiverad.

Knapp för intensitet

Växling av massageintensitet

Tryck kort på knappen för att växla mellan två massageintensitetsnivåer.


Massageposition



Handsfree-design med spänne



Nackmassage




Avslappning i nedre delen av ryggen



Tryckavlastning för ben

Förberedelser före användning

- Undersök produkten visuellt för transportskador innan den tas i bruk.
- Ladda produkten i ca 2,5 timmar så att den är fulladdad före första användningen.
- Anslut USB-C-kabeln till produktens laddningsport och sedan till en certifierad adapter (5V 2A), anslut adaptern till ett AC-uttag.



- När produkten laddas kan den inte slås på eller användas.
- Batteriets indikatorlampa lyser rött under laddning och blir grön när batteriet är fulladdat.
- Om batterinivån sjunker under 20% blinkar indikatorn rött för att signalera låg batterinivå; ladda batteriet omedelbart.

- Ta av halsband, metallaccessoarer etc. före användning för att undvika obehag.
- Inta en bekväm position och slappna av helt i kroppen.
- Placera massageapparaten på axlar och nacke och justera den till den mest bekväma positionen och starta sedan massagen.

Obs! Det är normalt att enheten och nätadaptern blir något varma under laddningen.

Skötsel och underhåll

1. Håll produkten ren och borta från platser med hög luftfuktighet eller hög temperatur och miljöer med flyktiga gaser.
2. Skydda mot fukt, gnagare och smuts; placera inte tunga objekt på produkten.
3. Vid fel, anlita professionell reparationservice. Icke-professionella personer bör inte försöka demontera.
4. Sluta använda produkten om du märker något av följande: en bränd lukt, intermittenta strömavbrott, en varm nätsladd, skador på sladden eller andra avvikelser.

Felsökning

I detta avsnitt sammanfattas de vanligaste problemen som du kan stöta på med produkten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan ska du omedelbart kontakta servicecentret.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Kan inte slå på strömmen	Batteriet är inte tillräckligt laddat.	Ladda den och försök sedan igen.
Produkten fungerar inte	Lågt batteri	Ladda den och försök sedan igen.
	Vid långvarig användning har motorns överhettningsskydd aktiverats.	När motorn har svalnat naturligt kan du starta om den och fortsätta använda den.
Stannar under användning	Den 10 minuter långa standardarbetstiden är slut.	Tryck länge på strömbrytaren för att starta om.
	Lågt batteri	Ladda den och använd den sedan igen
Svag massage	Lågt batteri	Ladda den helt och hållet.
Ingen värmekompress	Funktionen för värmekompress är inte påslagen	Tryck kort på värmeknappen för att aktivera funktionen för värmekompress.
Intern lukt eller rök under drift	Produktfel	Avbryt användningen och stäng av strömförsörjningen, kontakta sedan servicecentret.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Laddningsindikatorn lyser inte	USB-C-uttaget har dålig kontakt / dålig strömkontakt.	Dra ut och anslut typ C-laddningskabeln/ strömkabeln.

Specifikationer:

Modell: ASPER

Ingång: 5V \equiv 2A

Märkeffekt: 10 W



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingsystem för återvinning inom EU. För mer information, kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

