

**point**

# CURE BACK MASSAGER

CURE  
User Manual

**LIFE MADE EASIER**

## GB

Thank you for purchasing your new POINT CURE BACK MASSAGER. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual to fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

## NO

Takk for at du kjøpte ditt nye POINT CURE MASSASJEAPPARAT FOR RYGG. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli kjent med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og spar på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

## FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT CURE -SELKÄHIERONTALAITE. Näämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Suosittelemme, että käytät hieman aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, millaisia ominaisuuksia tuotteessa on. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

## DK

Tak for købet af dit nye POINT CURE RYGMASSAGEAPPARAT. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

## SE

Tack för att du har köpt ditt nya POINT CURE BACK MASSAGER. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driffunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English.....page	4 - 10
Bruksanvisning – Norsk.....side	11 - 17
Käyttöopas - Suomi .....sivu	18 - 24
Brugervejledning – Dansk.....side	25 - 31
Bruksanvisning – Svenska.....sida	32 - 38




## **SAFETY INSTRUCTIONS**

1. People with medical conditions such as pacemakers, heart disease, tumors, spinal issues, osteoporosis, skin infections, recent surgeries, or those who are pregnant, post-delivery, or undergoing medical treatment should consult a physician before using this product.
2. Do not use the product in wet environments like bathrooms or near pools. Ensure no water spills on or enters the product.
3. Do not use the product in environments with high humidity or temperature or near heat sources like heaters.
4. Charge only at the specified low voltage indicated on the appliance.
5. To prevent electrical hazards, do not open the product's outer cover.
6. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are supervised or instructed on the use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
7. Always return the product to a service center for examination or repair if the product is broken; do not attempt to repair the product yourself.




8. Only position the product as described in this manual.
9. Do not use the product on a chair with faulty or unstable back support.
10. Do not apply medical or cosmetic creams or lotions on the product or on your back before or during the use of the product.
11. Do not shake or drop the product.
12. Ensure the product is not placed under heavy objects or squeezed between items during movement to prevent damage.

# PRODUCT OVERVIEW

Front






Back




- 1.Heat & vibration switch for back side
- 2.USB charging port
- 3.Massage switch for front side
- 4.USB-C charging cable

# OPERATING INSTRUCTIONS

## How to operate

1. Press  and hold for 2 seconds. The product will start its kneading massage and heat function for 10 minutes by default.
2. Short press  to switch the kneading speed between level 1 (green light) and level 2 (red light).
3. Press  and hold for 2 seconds to turn off the product.

## Heating & vibration

1. When the product is power off, press  and hold for 2 seconds to turn on the heat/ vibration function on the back side; by default, it starts with just heat (red light).
2. Short press to switch from vibration only (green light), heat + vibration (orange light), heat only (red light).

**Note:** The default usage time for this product is 10 minutes. Do not use it for more than 30 minutes at a time.

## Charging

1. Do not use the product while charging.
2. If power drops below 20%, the red light will flash quickly. Connect the device to the charger (DC 5V 2A) immediately.
3. During charging, the red light will flash slowly.
4. Once fully charged, the light will turn green and stay on constantly. Disconnect from the charger.


## Application:




Alleviates stiff neck



Soothes back fatigue



Relieves leg fatigue



Relieves lower back



Eases menstrual discomfort (back side)

## TROUBLESHOOTING

This section summarizes the most common problems you could encounter with the product. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the service center immediately.

<b>Problem</b>	<b>Possible Cause</b>	<b>Solution</b>
The product does not work	The product has low battery.	Recharge the product until the battery is full.
	The product has just finished its 10-minute massage and has automatically switched to standby mode.	If you want another massage, long press the Power Switch to turn it on again.
	You may have over-used the product, causing the overheat protection mechanism to switch off the product.	Unplug the product and let it cool down for 30 minutes before you use it again.
	An excessive weight has been put on the product (e.g. someone has stood on the product or a heavy object has been put on top of it).	Remove the excessive weight on the product.
The product is warm	You may have overused the product / turned on the heat unintentionally.	Let it cool for 30 minutes/ Turn off the heat function.

## CARE & MAINTENANCE

### Cleaning

- 1.Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the product.
- 2.Do not immerse the product in water.
- 3.Clean the product with a dry cloth.

### Storage

- 1.Store the product in a cool and dry place, and keep it away from sunlight and humidity.
- 2.Do not put heavy objects on top of the product.

## SPECIFICATIONS

Model: CURE

Input: DC 5V  $\overline{=}$  2A

Battery: 2200mAh lithium battery

Charging time: Approx. 3.5hr

GB



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchase the product.

Power International AS  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000


## SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Personer med medisinske tilstander som pacemakere, hjertesykdom, svulster, ryggproblemer, osteoporose, hudinfeksjoner, nylige operasjoner, eller de som er gravide, etter fødsel eller gjennomgår medisinsk behandling, bør konsultere lege før de bruker dette produktet.
2. Ikke bruk produktet i våte omgivelser som bad eller i nærheten av bassenger. Sørg for at det ikke søles vann på eller kommer inn i produktet.
3. Ikke bruk produktet i miljøer med høy luftfuktighet eller temperatur, eller i nærheten av varmekilder som varmeovner.
4. Lad kun med den angitte lave spenningen som er angitt på apparatet.
5. For å unngå elektriske farer, må du ikke åpne produktets ytre deksel.
6. Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, med mindre de er under oppsyn eller instruksjon i bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med produktet.
7. Returner alltid produktet til et servicesenter for undersøkelse eller reparasjon hvis produktet er ødelagt. Ikke forsøk å reparere produktet selv.




- Plasser kun produktet som beskrevet i denne håndboken.
9. Ikke bruk produktet på en stol med defekt eller ustabil ryggstøtte.
  10. Ikke påfør medisinske eller kosmetiske kremer eller lotioner på produktet eller på ryggen før eller under bruk av produktet.
  11. Ikke rist eller slipp produktet.
  12. For å unngå skade, sørg for at produktet ikke plasseres under tunge gjenstander eller klemmes mellom gjenstander under bevegelse.

## PRODUKTOVERSIKT

Front



Tilbake






- 1.Varme- og vibrasjonsbryter for baksiden
- 2.USB-ladeport
- 3.Massasjebryter for forsiden
- 4.USB-C-ladekabel


NO

## BRUKSANVISNING

### Hvordan operere

1. Trykk på  og hold inne i 2 sekunder. Produktet vil starte eltemassasje- og varmfunksjonen i 10 minutter som standard.
2. Trykk kort på  for å bytte eltehastighet mellom nivå 1 (grønt lys) og nivå 2 (rødt lys).
3. Trykk på  og hold inne i 2 sekunder for å slå av produktet.

### Oppvarming og vibrasjon

1. Når produktet er slått av, trykk på  og hold inne i 2 sekunder for å slå på varme-/vibrasjonsfunksjonen på baksiden. Som standard starter den bare med varme (rødt lys).
2. Kort trykk for å bytte mellom kun vibrasjon (grønt lys), varme + vibrasjon (oransje lys), kun varme (rødt lys).  
Merk: Standard brukstid for dette produktet er 10 minutter. Ikke bruk den i mer enn 30 minutter av gangen.

### Lading

1. Ikke bruk produktet mens det lader.
2. Hvis strømmen faller under 20 %, vil det røde lyset blinke raskt. Koble enheten til laderen (DC 5V 2A) umiddelbart.
3. Under ladingen vil det røde lyset blinke sakte.
4. Når den er fulladet, vil lyset lyse grønt og lyse konstant. Koble fra laderen.


### Bruk:



Lindrer stiv  
nakke



Lindrer  
tretthet i  
ryggen



Lindrer  
tretthet i  
bena



Lindrer  
korsryggen



Lindrer  
menstruasjonsubehag  
(på baksiden)

## FEILSØKING

Denne delen oppsummerer de vanligste problemene du kan støte på med produktet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, må du kontakte servicesenteret umiddelbart.

<b>Problem</b>	<b>Mulig årsak</b>	<b>Løsning</b>
Produktet fungerer ikke	Produktet har lavt batterinivå.	Lad opp produktet til batteriet er fullt.
	Produktet har nettopp fullført sin 10-minutters massasje og har automatisk gått over i standby-modus.	Hvis du ønsker en annen massasje, trykk lenge på strømbryteren for å slå den på igjen.
	Du kan ha overbrukt produktet, noe som har ført til at overopphetingsbeskyttelsen slår av produktet.	Trekk ut støpselet til produktet og la det avkjøles i 30 minutter før du bruker det igjen.
	Produktet har blitt belastet med for mye vekt (f.eks. at noen har stått på produktet, eller at en tung gjenstand har blitt plassert oppå det).	Fjern overflødig vekt på produktet.
Produktet er varmt	Du kan ha brukt produktet for mye / slått på varmen utilsiktet.	La det avkjøles i 30 minutter / Slå av varmefunksjonen.

## PLEIE OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring

1. Bruk aldri skuresvamper, slipende rengjøringsmidler eller aggressive væsker som bensin eller aceton til å rengjøre produktet.
2. Ikke senk produktet ned i vann.
3. Rengjør produktet med en tørr klut.

### Lagring

1. Oppbevar produktet på et kjølig og tørt sted, og hold det unna sollys og fuktighet.
2. Ikke plasser tunge gjenstander oppå produktet.

## SPESIFIKASJONER

Modell: KURERE

Inndata: Likestrøm 5V  $\overline{=}$  2A

Batteri: 2200mAh litiumbatteri

Ladetid: Ca. 3,5 timer



■

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingsystemer for resirkulering i EU. Kontakt lokale myndigheter eller din forhandler, der du kjøpte produktet for mer informasjon.

Power International AS  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000


## **TURVALLISUUSOHJEET**

1. Henkilöiden, joilla on lääketieteellisiä vaivoja, kuten sydämentahdistin, sydänsairaus, kasvaimia, selkärankaongelmia, osteoporoosi, ihoinfektioita, joille on tehty äskettäin leikkaus, jotka ovat raskaana, synnyttäneet äskettäin tai saavat tällä hetkellä lääketieteellistä hoitoa, on keskusteltava lääkärin kanssa ennen tuotteen käyttöä.
2. Älä käytä tuotetta kosteissa ympäristöissä, kuten kylpyhuoneissa tai uima-altaan lähellä. Varmista, ettei tuotteeseen pääse vettä ja ettei se altistu vesiroiskeille.
3. Älä käytä tuotetta erittäin kosteissa tai kuumissa ympäristöissä tai lämmönlähteiden, kuten lämmittimien, lähellä.
4. Lataa laitetta vain laitteen merkinnän mukaisella matalalla jännitteellä.
5. Vältä sähköiskun vaara: älä avaa tuotteen ulkokuorta.
6. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joilla on heikentyneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä tuotteen käytössä. Lapsia on valvottava: tuote ei ole leikkikalua.
7. Jos tuote on rikki, palauta se aina huoltokeskukseen tarkastusta tai korjausta varten. Älä yritä korjata tuotetta itse.




8. Aseta tuote paikoilleen tämän käyttöohjeen mukaisesti.
9. Älä käytä tuotetta, kun istut tuolissa, jonka selkänoja on viallinen tai epävaka.
10. Älä levitä lääketieteellisiä tai kosmeettisia voiteita tuotteeseen tai selkääsi ennen tuotteen käyttöä tai sen aikana.
11. Älä ravista tai pudota tuotetta.
12. Varmista tuotteen vaurioiden välttämiseksi, että sitä ei aseteta raskaiden esineiden alle tai puristeta esineiden väliin liikkeen aikana.

# TUOTTEEN YLEISKATSAUS

Etunäkymä






Takanäkymä




1. Selkäpuolen lämmitys- ja värinäkytkin
2. USB-latausportti
3. Etupuolen hierontakytin
4. USB-C-latauskaapeli

# KÄYTTÖOHJEET

## Käyttöohjeet

1. Pidä painettuna  2 sekunnin ajan. Tuote käynnistää pyörivän hieronnan ja lämmitystoiminnon oletusarvoisesti 10 minuutiksi.
2. Lyhyt painallus  vaihtaa pyörimisnopeuden tasolle 1 (vihreä valo) ja sitten tasolle 2 (punainen valo).
3. Sammuta tuote pitämällä painettuna  2 sekunnin ajan.

## Lämmitys ja värinä

1. Kun laite on sammutettu, pidä painettuna  2 sekunnin ajan, niin voit kytkeä päälle selkäpuolen lämmitys-/värinätoiminnon. Se käynnistyy oletusarvoisesti vain lämmitystoiminnolla (punainen valo).
2. Lyhyt painallus kytkee päälle vain värinän (vihreä valo), lämmityksen ja värinän (oranssi valo) tai pelkän lämmityksen (punainen valo).

**Huomautus:** Tämän tuotteen oletuskäyttöaika on 10 minuuttia. Älä käytä yhtäjaksoisesti yli 30 minuutin ajan.

## Lataus

1. Älä käytä tuotetta latauksen aikana.
2. Jos virta laskee alle 20 %:n, punainen valo vilkkuu nopeasti. Liitä laite välittömästi laturiin (tasavirta, 5 V, 2 A).
3. Latauksen aikana punainen valo vilkkuu hitaasti.
4. Kun akku on ladattu täyteen, valo muuttuu vihreäksi ja palaa jatkuvasti. Irrota laite laturista.


## Käyttötarkoitukset:



Niskajäykkyyden  
lievittäminen



Selkäväsämsyksen  
helpottaminen



Jalkojen  
väsymisen  
lievittäminen



Alaselän kivun  
lievittäminen



Kuukautiskipujen  
lievittäminen  
(selkäpuoli)

## VIANMÄÄRITYS

Tässä osiossa on yhteenveto yleisimmistä tuotetta koskevista ongelmista. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa alla olevien tietojen avulla, ota välittömästi yhteyttä huoltokeskukseen.

<b>Ongelma</b>	<b>Mahdollinen syy</b>	<b>Ratkaisu</b>
Tuote ei toimi	Tuotteen akun varaus on heikko.	Lataa tuotetta, kunnes akku on täynnä.
	Tuote on juuri saanut päätökseen 10 minuutin hieronnan ja se on siirtynyt automaattisesti valmiustilaan.	Jos haluat toisen hieronnan, paina virtakytkintä pitkään, niin tuote kytkeytyy uudelleen päälle.
	Olet ehkä käyttänyt tuotetta liikaa ja ylikuumentumissuoja on katkaissut tuotteen virran.	Irrota tuote pistorasiasta ja anna sen jäähtyä 30 minuutin ajan ennen kuin käytät sitä uudelleen.
	Tuote on altistunut liian suurelle painolle (esim. joku on seissyt tuotteen päällä tai tuotteen päälle on asetettu raskas esine).	Poista tuotteen päällä oleva liian suuri paino.
Tuote on lämmin	Olet ehkä käyttänyt tuotetta liikaa tai käynnistänyt lämmitystoiminnon vahingossa.	Anna tuotteen jäähtyä 30 minuuttia tai sammuta lämmitystoiminto.

## HOITO JA KUNNOSSAPITO

### Puhdistaminen

1. Älä koskaan käytä puhdistukseen karheita pesusieniä, hankaavia puhdistusaineita tai voimakkaita nesteitä, kuten bensiiniä tai asetonia.
2. Älä upota laitetta veteen.
3. Puhdista tuote kuivalla liinalla.

### Säilytys

1. Säilytä tuotetta kuivassa ja viileässä paikassa. Suojaa tuote auringonvalolta ja kosteudelta.
2. Älä aseta raskaita esineitä tuotteen päälle.

## TEKNISET TIEDOT

Malli: CURE

Tulo: DC 5 V  $\overline{=}$  2 A

Akku: 2200 mAh:n litiumakku

Latausaika: Noin 3,5 tuntia



Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttökänsä päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erillisiä keruujärjestelmiä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisviranomaisiin tai tuotteenmyyneeseen liikkeeseen.

Power International AS  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Tanskassa:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Suomessa:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000


## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Personer med medicinske tilstande som f.eks. pacemakere, hjertesygdomme, svulster, rygproblemer, osteoporose, hudinfektioner, nylige operationer eller personer, der er gravide, lige har født eller er i medicinsk behandling, skal snakke med deres læge, før de bruger dette produkt.
2. Produktet må ikke bruges i våde omgivelser som badeværelser eller i nærheden af swimmingpools. Undgå, at der kommer vand på eller ind i produktet.
3. Produktet må ikke bruges i omgivelser med høj luftfugtighed eller temperatur eller i nærheden af varmekilder som varmeovne.
4. Produktet må kun oplades med den angivne lave spænding, der står på produktet.
5. For at forebygge elektriske risici, må produktets kabinet ikke åbnes.
6. Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner, medmindre de er under opsyn eller er blevet vejledt i, hvordan produktet bruges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
7. Hvis produktet går i stykker, skal det altid sendes retur til et servicecenter til undersøgelse eller reparation. Du må ikke selv prøve at reparere produktet.




8. Produktet må kun placeres, som beskrevet i denne brugsvejledning.
9. Produktet må ikke bruges på en stol med en defekt eller ustabil rygstøtte.
10. Medicinske eller kosmetiske cremer eller lotioner må ikke smøres på produktet eller på din ryg før eller under brugen af produktet.
11. Produktet må ikke rystes eller tabes.
12. Produktet må ikke placeres under tunge genstande eller klemmes fast mellem genstande når det flytes, da dette kan beskadige det.

## PRODUKTOVERSIGT

Forside






Bagside




- 1.Varme- og vibrationskontakt på bagsiden
- 2.USB-opladningsport
- 3.Massagekontakt til forsiden
- 4.USB-C ladekabel

## BRUGSVEJLEDNING

### Sådan bruges produktet

1. Hold  nede i 2 sekunder. Produktet starter som standard på æltemassagen og varmfunktionen i 10 minutter.
2. Tryk på  for at sætte æltemassagen på styrke 1 (grønt lys) eller styrke 2 (rødt lys).
3. Hold  nede i 2 sekunder for at slukke produktet.

### Opvarmning og vibration

1. Når produktet er slukket, skal du hold  enede i 2 sekunder for at slå varme- og vibrationsfunktionen til på bagsiden. Som standard starter den kun med at varme (rødt lys).
  2. Tryk for at skifte mellem vibration (grønt lys), varme + vibration (orange lys), kun varme (rødt lys).
- Bemærk: Dette produkt bruges som standard kun i 10 minutter ad gangen. Produktet må højst bruges i 30 minutter ad gangen.

### Opladning

1. Produktet må ikke bruges, når det lades op.
2. Hvis strømmen kommer under 20%, blinker det røde lys hurtigt. Slut apparatet til opladeren (DC 5V, 2A) med det samme.
3. Under opladningen blinker det røde lys langsomt.
4. Når batteriet er ladet helt op, lyser lyset grønt. Træk stikket ud af opladeren.


### Brug:



Lindrer  
nakkesmerter



Lindrer  
træthed i  
ryggen



Lindrer træthed  
i benene



Lindrer  
lændesmerter



Lindrer  
menstruationsbesvær  
(bagside)

## FEJLFINDING

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, som du kan have med produktet. Hvis du ikke kan løse problemet med nedenstående oplysninger, skal du straks kontakte servicecentret.

<b>Problem</b>	<b>Mulig årsag</b>	<b>Løsning</b>
Produkten fungerer inte	Produktet har lavt batteristrøm.	Oplad produktet, indtil batteriet er ladet helt op.
	Produktet er færdig med sin 10-minutters massage og er automatisk gået på standby.	Hvis du vil have en massage mere, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde produktet igen.
	Du har muligvis brugt produktet for meget, så beskyttelsesfunktionen mod overophedning er gået i gang og har slukket produktet.	Træk stikket ud af produktet, og lad det køle ned i 30 minutter, før det bruges igen.
	Produktet er blevet udsat for et stort tryk (nogen har f.eks. stået på produktet, eller der er blevet lagt en tung genstand oven på produktet).	Fjern vægten fra produktet.
Produktet er varmt.	Du har muligvis brugt produktet for meget/slået varmen til ved et uheld.	Lad produktet køle ned i 30 minutter/sluk varmfunktionen.

## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

### Rengøring

- 1.Brug aldrig skuresvampe, slibende rengøringsmidler eller aggressive væsker som benzin eller acetone til at rengøre produktet.
- 2.Produktet må ikke nedsænkes i vand.
- 3.Rengør produktet med en tør klud.

### Opbevaring

- 1.Produktet skal opbevares på et køligt og tørt sted, og det skal holdes væk fra sollys og fugt.
- 2.Undgå, at lægge tunge genstande oven på produktet.

## SPECIFIKATIONER

Model: BEHANDLING

Indgang: DC 5V $\overline{=}$  2A

Batteri: 2200 mAh litium-batteri

Opladningstid: Ca. 3,5 timer



■  
Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjentelektroniske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate indsamlingssystemer tilgenbrug. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for at få yderligere information.

Power International AS  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000


## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Personer med medicinska tillstånd som pacemakers, hjärtsjukdomar, tumörer, ryggradsproblem, osteoporos, hudinfektioner, nyligen genomförda operationer eller de som är gravida, efter förlossningen eller genomgår medicinsk behandling bör konsultera en läkare innan du använder denna produkt.
2. Använd inte produkten i våta miljöer som badrum eller nära pooler. Se till att inget vatten spills på eller tränger in i produkten.
3. Använd inte produkten i miljöer med hög luftfuktighet eller temperatur eller nära värmekällor som värmare.
4. Ladda endast vid den angivna lågspänningen som anges på apparaten.
5. För att förhindra elektriska faror, öppna inte produktens yttre hölje.
6. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
7. Returnera alltid produkten till ett servicecenter för undersökning eller reparation om produkten är trasig; försök inte reparera produkten själv.




8. Placera endast produkten enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen.
9. Använd inte produkten på en stol med felaktigt eller instabilt ryggstöd.
10. Applicera inte medicinska eller kosmetiska krämer eller lotioner på produkten eller på ryggen före eller under användningen av produkten.
11. Skaka inte eller tappa apparaten.
12. Se till att produkten inte placeras under tunga föremål eller pressas mellan föremål under rörelse för att förhindra.

## PRODUKTÖVERSIKT

Framsida






Baksida




- 1.Värme- och vibrationsbrytare för ryggsidan
- 2.USB-laddningsuttag
- 3.Massageomkopplare för framsidan
- 4.USB-C laddningskabel

## ANVÄNDNING

### Hur man använder

1. Tryck på  och håll kvar i två sekunder. Produkten startar sin knådningsmassage och värmefunktion i 10 minuter som standard.
2. Kort tryckning på  för att växla knådningshastigheten mellan nivå 1 (grönt ljus) och nivå 2 (rött ljus).
3. Tryck på  och håll kvar i två sekunder för att stänga av produkten.

### Uppvärmning och vibrationer

1. När produkten är avstängd, tryck på  och håll kvar i två sekunder för att slå på värme/vibrationsfunktionen på baksidan; som standard börjar det med bara värme (rött ljus).
  2. Kort tryck för att växla från endast vibration (grönt ljus), värme + vibration (orange ljus), endast värme (rött ljus).
- Notera: Standardanvändningstiden för denna produkt är 10 minuter. Använd inte i mer än 30 minuter i taget.

### Laddning

1. Använd inte produkten under laddning.
2. Om strömmen sjunker under 20% blinkar den röda lampan snabbt. Anslut enheten till laddaren (DC 5V 2A) omedelbart.
3. Under laddning blinkar det röda ljuset långsamt.
4. När den är fulladdad lyser lampan grön och lyser konstant. Koppla bort från laddaren.


### Användning:



Lindrar styv  
nacke



Lindrar  
ryggtrötthet



Lindrar  
benutmattning



Lindrar nedre  
delen av  
ryggen



Underlättar  
menstruationsbesvär  
(baksidan)

## FELSÖKNING

Detta avsnitt sammanfattar de vanligaste problemen du kan stöta på med produkten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan, kontakta servicecentret omedelbart.

<b>Problem</b>	<b>Möjlig orsak</b>	<b>Lösning</b>
Produkten fungerar inte	Produkten har svagt batteri.	Ladda produkten tills batteriet är fulladdat.
	Produkten har precis avslutat sin 10-minuters massage och har automatiskt växlat till vänteläge.	Om du vill ha en annan massage trycker du länge på strömbrytaren för att slå på den igen.
	Du kan ha överanvänt produkten, vilket orsakar överhettningsskyddsmekanismen att stänga av produkten.	Koppla ur produkten och låt den svalna i 30 minuter innan du använder den igen.
	En alltför stor vikt har lagts på produkten (t.ex. har någon stått på produkten eller ett tungt föremål har lagts ovanpå den).	Ta bort övervikten på produkten.
Produkten är varm	Du kan ha överanvänt produkten/slagit på värmen oavsiktligt.	Låt svalna i 30 minuter/Stäng av värmefunktionen.

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

### Rengöring

1. Använd aldrig skurkuddar, slipande rengöringsmedel eller aggressiva vätskor som bensen eller aceton för att rengöra produkten.
2. Sänk inte ner enheten i vatten.
3. Rengör produkten med en torr trasa.

### Förvaring

1. Förvara produkten på en sval och torr plats och håll den borta från solljus och fukt.
2. Placera inga tunga föremål ovanpå produkten.

## SPECIFIKATIONER

Modell: CURE

Inmatning: DC 5V --- 2A

Batteri: 2200mAh litiumbatteri

Laddningstid: Ca. 3,5 timmar



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingsystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Power International AS  
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:  
<https://www.power.no/kundeservice/>  
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:  
<https://www.expert.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Danmark:  
<https://www.power.dk/kundeservice/>  
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:  
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>  
T: 70 70 17 07

Power Finland:  
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>  
T: 0305 0305

Power Sverige:  
<https://www.power.se/kundservice/>  
T: 08 517 66 000



